

Thu thập mẫu tế bào học nước tiểu

KHÔNG CẦN ĐẶT CHỖ TRƯỚC

Vietnamese | Tiếng Việt



Nếu mẫu nước tiểu không được bảo quản lạnh hoặc bị chậm trễ trong việc vận chuyển đến PathWest, vi khuẩn trong mẫu có thể sinh sôi nảy nở. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và bạn có thể được yêu cầu làm lại xét nghiệm.



Quét tìm địa điểm

Bạn sẽ được cung cấp một hộp đựng vô trùng cho mỗi mẫu thử. Nếu hộp đựng bị vỡ hoặc bạn đã chạm vào bề mặt bên trong, vui lòng yêu cầu một hộp đựng mới.

1. Xét nghiệm tế bào học nước tiểu cần được thực hiện bằng cách thu thập ba mẫu nước tiểu riêng biệt trong ba ngày liên tiếp, tức là ngày 1 = chai số 1, ngày 2 = chai số 2 và ngày 3 = chai số 3.
2. Hãy dán nhãn lên các hộp đựng với đầy đủ tên, ngày sinh, ngày và giờ thu thập, và số thứ tự của chai trong bộ sưu tập (ví dụ: chai số 1, số 2 hoặc số 3).
3. Nên thu thập mẫu nước tiểu thứ hai mỗi ngày trong ba ngày liên tiếp.
4. Khi lấy mẫu, toàn bộ lượng nước tiểu cần thải ra phải được thu thập mỗi lần nếu có thể.
5. Sau khi thu thập mỗi mẫu, hãy đóng kín hộp đựng bằng nắp để tránh rò rỉ. Rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và nước.
6. Mỗi bộ sưu tập cần được chuyển đến trung tâm thu gom của PathWest cùng với phiếu yêu cầu, ngay trong ngày thu gom.

Xử lý, bảo quản và vận chuyển mẫu

Nếu bạn đang ở trung tâm thu gom

Đặt hộp đựng vào túi nhựa được cung cấp và đưa cho nhân viên.

Nếu bạn đang lấy mẫu tại nhà

Hãy mang mẫu đến trung tâm thu gom của PathWest trong vòng một giờ. Nếu không thể giao ngay, hãy bảo quản mẫu trong tủ lạnh (không phải ngăn đá) trong tối đa 12 giờ trong một túi kín khác.

Lưu ý: Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin chung. Vui lòng liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ chuyên môn để được tư vấn y tế cần thiết.

© Tiểu bang Tây Úc, PathWest Laboratory Medicine WA 2026